

Wb、Elisa用 Anti-Hk1 ポリクローナル抗体 - P19367

商品番号: CM0016757



前書き

ヒト、マウス、ラット用 Anti-HK1
ポリクローナル抗体 (pAb)。WBおよびELISAで検
証済み。解糖系の中心的な酵素および自然免疫受容体
であるヘキソキナーゼ-
1と反応します。代謝および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HK1 Rabbit pAb
備考/別名	HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; hexokinase; HK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3098
免疫原	ヒト HK1 (NP_000179.2) のアミノ酸 20-300 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19367
タンパク質分子量	102kDa
配送	アイスバッグ