

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Hk3ポリクローナル抗体 - P52790

商品番号: CM0026389



前書き

ヒトヘキソキナーゼ-3 (HK3)

ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のHK3を検出し、予測されるバンドは99 kDaです。解糖系および癌代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HK3 Rabbit pAb
備考/別名	HXK3, HKIII, HK3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3101
免疫原	ヒトHK3 (NP_002106.2) のアミノ酸1-270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52790
タンパク質分子量	99kDa
配送	アイスバッグ