

WbおよびElisa用抗Hkdc1ウサギポリクローナル抗体 - Q2Tb90

商品番号: CM0021288

前書き

ウェスタンブロットおよびELISAでバリデーション済みの抗HKDC1ウサギポリクローナル抗体。グルコース恒常性および肝脂質蓄積に関与するヒトHKDC1を検出します。代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HKDC1ウサギpAb
備考／別名	RP92; HKDC1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	80201
GeneID	80201
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q2TB90
タンパク質分子量	103kDa
輸送	保冷バッグ