

Wb用 抗Hla-B ウサギポリクローナル抗体 - P01889

商品番号: CM0028365



前書き

ヒトHLA-

Bに対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットでの使用が検証済みです。CD8+T細胞への抗原提示および免疫監視に参与する主要組織適合遺伝子複合体クラスI分子を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MITD Rabbit pAb
備考／別名	HLA-B
対象種	ヒト
遺伝子ID	3106
免疫原	ヒトHLA-Bのアミノ酸263～362番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB
交差反応性	ヒト
SWISS	P01889
タンパク質分子量	40KDa
輸送方法	水袋