

## Wb、If/Icc、Elisa用 抗Hla B7 ウサギモノクローナル抗体 - P01889

商品番号: CM0006269



前書き

ヒトHLA

B7に対する高特異性ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAアプリケーションで検証済み。免疫応答およびMHC I研究に最適。SWISS: P01889。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 製品名      | HLA B7 ウサギ mAb                                         |
| 備考/別名    | AS; HLAB; B-4901; HLA B7                               |
| 種        | ヒト                                                     |
| GeneID   | 3106                                                   |
| 免疫原      | 合成ペプチド ヒトHLA B7 (NP_005505.2)のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド。 |
| 由来       | ウサギ                                                    |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                              |
| アプリケーション | WB, IF/ICC, ELISA                                      |
| 交差反応性    | ヒト                                                     |
| SWISS    | P01889                                                 |
| タンパク質分子量 | 40kDa                                                  |
| 輸送       | 保冷バッグ                                                  |