


抗Hlaクラス1 Abcポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P04439 / P01889 / P10321

商品番号: CM0027809



前書き

ヒトHLA-A、HLA-B、HLA-Cを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAに適しています。免疫学研究や診断用アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HLAクラス1 ABC ウサギpAb
備考/別名	AS; HLAB; B-4901
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3106
GeneID	3105/3106/3107
免疫原	ヒトHLA-A+HLA-B+HLA-Cのアミノ酸1-100の配列に対応する合成ペプチド (NP_001229687.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04439/P01889/P10321
タンパク質重量	40 kDa
配送	アイスパック