

抗Hla-Dmb ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P28068

商品番号: CM0003917



前書き

ヒトHLA-DMB（MHCクラスII抗原DMベータ鎖）に対するウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒトと交差反応します。分子量は29 kDaです。免疫学および抗原提示研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HLA-DMB ウサギmAb
備考/別名	RING7; D6S221E; HLA-DMB
生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3109
遺伝子ID	3109
免疫原	合成ペプチド：ヒトHLA-DMB（P28068）のアミノ酸1〜100番以内の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P28068
タンパク質分子量	29kDa
輸送方法	保冷剤