

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗ヒトHla-Dpb1ウサギモノクローナル抗体 - P04440

商品番号: CM0011604



前書き

ヒトHLA-DPB1に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。29 kDaのバンドを検出。MHCクラスII抗原提示研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 製品名         | HLA-DPB1 ウサギmAb                                   |
| 備考/別名       | DPB1; HLA-DP; HLA-DPB; HLA-DPIB                   |
| 種           | ヒト                                                |
| GeneID (ヒト) | 3115                                              |
| GeneID      | 3115                                              |
| 免疫原         | ヒトHLA-DPB1 (NP_002112.3) のアミノ酸1-100に相当する配列の合成ペプチド |
| 由来          | ウサギ                                               |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                         |
| 適用          | WB、IF-P、IHC-P、ELISA                               |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                        |
| SWISS       | P04440                                            |
| タンパク質分子量    | 29kDa                                             |
| 発送          | 保冷バッグ                                             |