

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Hla-Dpb1 ラビットポリクローナル抗体 - P04440

商品番号: CM0021471



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用のHLA-DPB1（MHCクラスIIベータ鎖）に対する高品質なラビットポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。予測分子量 29 kDa。免疫学的研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HLA-DPB1 Rabbit pAb
備考/別名	DPB1; HLA-DP; HLA-DPB; HLA-DP1B; HLA-DPB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3115
GeneID	3115
免疫原	ヒト HLA-DPB1 (NP_002112.3) のアミノ酸40-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04440
タンパク質分子量	29kDa
配送	氷袋