

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Hla-Dqa1 モノクローナル抗体 - P01909

商品番号: CM0002322

前書き

ヒトHLA-DQA1（MHCクラスII DQアルファ鎖）に対する組換えウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。免疫学・抗原提示研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HLA-DQA1 ウサギmAb
別名	DQA1; DQ-A1; CELIAC1; HLA-DQA; HLA-DQB1; HLA-DQA1*; HLA-DQA1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3117
GeneID	3117
免疫原	ヒトHLA-DQA1 (P01909) のアミノ酸155～254番の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01909
タンパク質分子量	28kDa
発送方法	保冷剤