

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Hla-Dqa1 ウサギポリクローナル抗体 - P01909

商品番号: CM0023875



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みのHLA-DQA1ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスと反応。抗原処理と提示に関与するMHCクラスIIα鎖を標的。免疫学および自己免疫疾患研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HLA-DQA1 ウサギ pAb
備考/別名	DQA1; DQ-A1; CELIAC1; HLA-DQA; HLA-DQB1; HLA-DQA1*; HLA-DQA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3117
免疫原	ヒト HLA-DQA1 (NP_002113.2) のアミノ酸24-216に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P01909
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷剤