

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Hla-Dqb1ポリクローナル抗体 - P01920

商品番号: CM0021248



前書き

ウェスタンブロット（WB）、免疫組織化学染色（IHC-P）、ELISA用の抗HLA-DQB1ウサギポリクローナル抗体。ヒトHLAクラスII DQベータ1鎖（MHC II）を標的とし、免疫学および診断研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HLA-DQB1ウサギpAb
備考／別名	IDDM1; CELIAC1; HLA-DQB; HLA-DQB1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3119
GeneID	3119
免疫原	組換えタンパク質 ヒトHLA-DQB1（NP_002114.3）のアミノ酸33～127に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01920
タンパク質分子量	30kDa
輸送	保冷バッグ