

## Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Hla-Drモノクローナル抗体 - P01903

商品番号: CM0006108



### 前書き

#### HLA-

DRアルファ鎖（P01903）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルにおけるWB、IF、IHC-P、ELISAで検証済み。抗原提示、T細胞応答、免疫学研究の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                             |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 製品名         | HLA-DR Rabbit PolymAb®                        |
| 備考/別名       | HLA-DRA1                                      |
| 種           | ヒト                                            |
| GeneID (ヒト) | 3122                                          |
| GeneID      | 3122                                          |
| 免疫原         | ヒトHLA-DRA（P01903）のアミノ酸100-200以内の配列に対応する合成ペプチド |
| 供給源         | ウサギ                                           |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                     |
| アプリケーション    | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                |
| 交差反応性       | ヒト                                            |
| SWISS       | P01903                                        |
| タンパク質分子量    | 29kDa                                         |
| 配送          | 氷袋                                            |