

Wb、If/Icc、Elisa用抗Hla-Drウサギモノクローナル抗体 - P01903

商品番号: CM0008417



前書き

ヒトHLA-

DRAに対する組換えウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの実用性が検証済みです。標的はMHCクラスII抗原DRα鎖（29kDa）で、免疫学および免疫腫瘍学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HLA-DR ウサギmAb
別名	HLA-DRA1
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3122
遺伝子ID	3122
免疫原	ヒトHLA-DRA (NP_061984.2) のアミノ酸26～126番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01903
タンパク質分子量	29kDa
発送方法	氷袋