

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Hla-Dra ウサギモノクローナル抗体 - P01903

商品番号: CM0002475



前書き

ヒトHLA-

DRAを標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みで、他種との交差反応性はありません。29

kDaのバンドを検出し、免疫学および免疫応答研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HLA-DRA ウサギmAb
略称／別名	HLA-DRA1; HLA-DRA
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3122
GeneID	3122
免疫原	合成ペプチド：ヒトHLA-DRA (P01903) のアミノ酸100～200番以内の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01903
タンパク質分子量	29kDa
輸送方法	保冷剤