

Anti-Hla-Dra Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P01903

商品番号: CM0018613



前書き

Anti-HLA-DRA Rabbit Polyclonal Antibody (P01903) for Western blot and ELISA. Cross-reacts with human, mouse, rat. Ideal for studying MHC class II antigen presentation and T cell biology.

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HLA-DRA Rabbit pAb
備考/別名	HLA-DRA1; HLA-DRA
種	ヒト
GeneID	3122
免疫原	ヒト HLA-DRA (NP_061984.2) のアミノ酸26-216に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01903
タンパク質分子量	29kDa
配送	氷袋