

ウエスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン切片）、Elisa用 抗Hla-Dra ウサギポリクローナル抗体 - P01903

商品番号: CM0016137



前書き

HLA-

DRAに対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット（WB）、免疫組織化学（IHC-P）、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットと交差反応性あり。免疫学および抗原提示研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HLA-DRA ウサギ pAb
備考/別名	HLA-DRAI; HLA-DRA
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	3122
GeneID	3122
免疫原	ヒトHLA-DRA (NP_061984.2) のアミノ酸26-216に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P01903
タンパク質分子量	29kDa
発送条件	保冷剤