

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗ヒトHla-Drb1ウサギモノクローナル抗体 - P01911

商品番号: CM0003611



前書き

ヒトHLA-

DRB1を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。MHCクラスII抗原提示、免疫応答、移植生物学の研究に最適。 - P01911。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HLA-DRB1 ウサギ mAb
備考/別名	SS1, DRB1, HLA-DRB, HLA-DR1B, HLA-DRB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3123
GeneID	3123
免疫原	合成ペプチド (ヒトHLA-DRB1 (P01911) のアミノ酸100-200に対応する配列の合成ペプチド。)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01911
タンパク質分子量	30kDa
輸送	保冷バッグ