

WbおよびElisa用Anti-Hla-Drb3ポリクローナル抗体 - P79483

商品番号: CM0013139



前書き

ヒトHLA-DRB3（MHCクラスII DRベータ3鎖）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。適応免疫および抗原提示の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HLA-DRB3 Rabbit pAb
備考/別名	DRB3; HLA-DPB1; HLA-DR1B; HLA-DR3B; HLA-DRB3*; HLA-DRB3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3125
遺伝子ID	3125
免疫原	ヒトHLA-DRB3 (NP_072049.2) のアミノ酸30-227に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P79483
タンパク質分子量	30kDa
配送	アイスバッグ