

WbおよびElisa用Anti-Hla-Drb4ウサギモノクローナル抗体 - P13762

商品番号: CM0002462

前書き

ヒトHLA-DRB4（MHCクラスII DRベータ4鎖）に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。処理された抗原をCD4+ T細胞に提示し、適応免疫研究およびIVDアッセイ開発に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HLA-DRB4 Rabbit mAb
備考/別名	DR4; DRB4; HLA-DRB; HLA-DR4B; HLA-DRB4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3126
GeneID	3126
免疫原	ヒトHLA-DRB4（P13762）のアミノ酸50-150以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13762
タンパク質分子量	30kDa
配送	アイスバッグ