

Wb・Elisa用 抗Hla-E ポリクローナル抗体 - P13747

商品番号: CM0026397



前書き

ヒトHLA-

E（MHCクラスI抗原E）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに対応しています。ヒト検体で検証済みの本抗体は、免疫監視やNK細胞研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HLA-E Rabbit pAb
備考／別名	QA1; HLA-6.2; HLA-E
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3133
GeneID	3133
免疫原	ヒトHLA-E（NP_005507.3）のアミノ酸1～100番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13747
タンパク質分子量	40kDa
発送方法	氷袋