

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Hla-Gウサギモノクローナル抗体 - P17693

商品番号: CM0007203



前書き

ヒトHLA-G（MHC-G）に対するウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しています。母体・胎児境界面における免疫調節の研究に最適です。ヒトサンプルと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HLA-GウサギmAb
備考・別名	MHC-G ; HLA-G
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3135
GeneID	3135
免疫原	合成ペプチド ヒトHLA-G（NP_002118.1）のアミノ酸50～150の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P17693
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ