

Wb、Elisa用抗Hltfウサギモノクローナル抗体 - Q14527

商品番号: CM0012335



前書き

Western blotおよびELISA用のHLTF（SWISS Q14527）に対するウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。DNA損傷耐性およびクロマチン制御に関与するDNA依存性ATPアーゼ/E3リガーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HLTF ウサギmAb
備考/別名	ZBU1; HLTF1; RNF80; HIP116; SNF2L3; HIP116A; SMARCA3; HLTF
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6596
遺伝子ID	6596
免疫原	合成ペプチド - ヒトHLTF（Q14527）のアミノ酸900-1009内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14527
タンパク質分子量	114kDa
配送	保冷バッグ