

抗Hltfウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q14527

商品番号: CM0026200



前書き

ヒトHLTF（DNA依存性ATPase/E3ユビキチンタンパク質リガーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。DNA損傷耐性、転写調節、DNAメチル化維持に関与する重要なクロマチンリモデリング因子を標的としており、DNA修復およびエピゲネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HLTF ウサギ pAb
別名	ZBU1; HLTF1; RNF80; HIP116; SNF2L3; HIP116A; SMARCA3; HLTF
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6596
GeneID	6596
免疫原	組換えタンパク質 ヒトHLTF (NP_620636.1) のアミノ酸726-1009番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14527
タンパク質分子量	114kDa
輸送方法	保冷剤