

Wb、El、Elisa用Anti-Hlxウサギポリクローナル抗体 - Q14774

商品番号: CM0030233

前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-HLXウサギポリクローナル抗体。Th1細胞分化に関与するヒトH2.0様ホメオボックスタンパク質を標的とします。発生および造血の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HLX Rabbit pAb
備考/別名	HB24; HLX1; HLX
種	ヒト
GeneID	3142
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14774
タンパク質分子量	51kDa
配送	アイスバッグ