

抗Hmbsポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P08397

商品番号: CM0024539



前書き

ヒトHMBS（ポルフォビリノーゲンデアミナーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。ヘム合成およびポルフィリン代謝研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HMBS ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	UPS; PBGD; PORC; PBG-D; HMBS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3145
GeneID	3145
免疫原	ヒトHMBSのアミノ酸1-361に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000181.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P08397
タンパク質重量	39kDa
配送	アيسバッグ