

## Anti-Hmbs Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P08397

商品番号: CM0002090



## 前書き

HMBSラビットモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのHMBS（ポルフォビリノーゲンデアミナーゼ）、つまりヘム生合成酵素（UniProt P08397）と交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 製品名      | HMBS Rabbit mAb                                     |
| 備考/別名    | UPS; PBGD; PORC; PBG-D; HMBS                        |
| 種        | ヒト                                                  |
| 遺伝子ID    | 3145                                                |
| 免疫原      | 合成ペプチド ヒトHMBS (P08397) のアミノ酸250-350内の配列に対応する合成ペプチド。 |
| ソース      | ラビット                                                |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                           |
| アプリケーション | WB, ELISA                                           |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                          |
| SWISS    | P08397                                              |
| タンパク質分子量 | 39kDa                                               |
| 配送       | 氷袋                                                  |