

Wb、If/Icc、Elisa用抗Hmg20Aウサギポリクローナル抗体 - Q9Np66

商品番号: CM0028630

前書き

HMG20Aを標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロッティング、免疫蛍光、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。クロマチン制御および神経分化研究に最適です。 - Q9NP66

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HMG20A ウサギpAb
備考/別名	HMGX1; HMGXB1; HMG20A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10363
遺伝子ID	10363
免疫原	組換えタンパク質 ヒトHMG20A (NP_060670.1) のアミノ酸1〜347に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NP66
タンパク質分子量	40kDa
発送	氷袋