

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Hmg20Bウサギポリクローナル抗体 - Q9P0W2

商品番号: CM0020339

前書き

HMG20B（BRAF35、SOXL）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適し、ヒトおよびマウスサンプルとの交差反応性があります。クロマチン、細胞周期、転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HMG20B ウサギ pAb
備考/別名	SOXL; HMGX2; BRAF25; BRAF35; HMGXB2; PP7706; pp8857; SMARCE1r; HMG20B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10362
遺伝子ID	10362
免疫原	ヒトHMG20B (NP_006330.2) のアミノ酸1-317に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9P0W2
タンパク質分子量	36kDa
発送	保冷バッグ