

Anti-Hmg20B ウサギポリクローナル抗体 [Ko検証済み]（Wb、Elisa用） - Q9P0W2

商品番号: CM0021752

前書き

HMG20B (BRAF35, SMARCE1r)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み；ヒト、マウス、ラットと反応します。
。細胞周期およびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] HMG20B ウサギ pAb
備考/別名	SOXL; HMGX2; BRAF25; BRAF35; HMGXB2; PP7706; pp8857; SMARCE1r; 0B
種	ヒト
GeneID	10362
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P0W2
タンパク質分子量	36kDa
配送	アイスバッグ