


抗Hmgalモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa、Chip-Seq用） - P17096

商品番号: CM0010366



前書き

ヒトHMGA1を標的とするウサギモノクローナル抗体（P17096）で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA、ChIP-seqに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。HMGA1はクロマチン構造と転写調節に関与するDNA結合タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HMGA1 ウサギmAb
別名	HMG-R; HMGIIY; HMGA1A; HMGA1
対象種	ヒト
遺伝子ID	3159
免疫原	ヒトHMGA1（P17096）のアミノ酸1-107領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA、ChIP-seq
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	P17096
タンパク質分子量	12kDa
発送方法	保冷剤