


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Hmga1 ウサギ ポリクローナル抗体 - P17096

商品番号: CM0023704



前書き

ヒトHMGA1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスと交差反応性あり。転写調節とクロマチン構造に関与する高移動度群タンパク質HMG-I/HMG-Yを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HMGA1 ウサギ pAb
備考/別名	HMG-R; HMGY; HMGA1A; HMGA1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3159
遺伝子ID	3159
免疫原	ヒトHMGA1 (NP_665908.1) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P17096
タンパク質分子量	12 kDa
輸送	保冷バッグ