

抗Hmga2 ウサギモノクローナル抗体 Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応 - P52926

商品番号: CM0007609

前書き

HMGA2 (high mobility group AT-hook protein 2) を認識するウサギモノクローナル抗体です。ヒトおよびマウスを対象に、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。転写調節や細胞周期の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HMGA2 ウサギmAb
別名	BABL; LIPO; SRS5; HMGIC; HMGI-C; STQTL9; HMGA2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8091
GeneID	8091
免疫原	合成ペプチド ヒトHMGA2 (NP_003474.1) のアミノ酸1〜100番以内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P52926
タンパク質分子量	12 kDa
発送	保冷剤