

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Hmga2ウサギポリクローナル抗体 - P52926

商品番号: CM0028977

前書き

高品質なHMGA2ウサギポリクローナル抗体（P52926）です。ウエスタンブロット、免疫組織化学、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットへの交差反応性があります。転写制御とクロマチン構造の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	HMGA2 ウサギ pAb
備考/別名	BABL; LIPO; SRS5; HMGIC; HMGL-C; STQTL9; HMGA2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8091
遺伝子ID	8091
免疫原	ヒトHMGA2 (NP_003474.1) のアミノ酸55-109に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52926
タンパク質分子量	12kDa
配送	保冷剤入り