

Wb、If/Icc、Elisa用抗Hmgb2ポリクローナル抗体 - P26583

商品番号: CM0021234

前書き

HMGB2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのHMGB2を検出します。クロマチンおよび転写の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HMGB2 Rabbit pAb
備考/別名	HMG2; HMGB2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3148
遺伝子ID	3148
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26583
タンパク質分子量	24kDa
配送	アイスバッグ