

Wb用抗Hmgb2ウサギモノクローナル抗体 - P26583

商品番号: CM0011750

前書き

ヒトHMGB2（HMG2）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISA、ChIP、CUT&Tagでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のHMGB2を検出します。クロマチンおよび転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HMGB2ウサギmAb
備考／別名	HMG2; HMGB2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3148
遺伝子ID	3148
免疫原	ヒトHMGB2（P26583）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA、ChIP、CUT&Tag
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26583
タンパク質分子量	24 kDa
輸送条件	保冷バッグ