

Anti-Hmgb2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P26583

商品番号: CM0030119

前書き

HMGB2に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのHMGB2（24 kDa）に反応します。クロマチン構造、転写、および炎症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HMGB2 Rabbit pAb
備考/別名	HMG2; HMGB2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3148
遺伝子ID	3148
免疫原	ヒトHMGB2（P26583）のアミノ酸200-300内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26583
タンパク質分子量	24kDa
配送	アイスバッグ