


WbおよびElisa用抗Hmgb3ウサギポリクローナル抗体 - O15347

商品番号: CM0015840



前書き

ヒトHMGB3 (high mobility group protein B3、HMG4/HMG-2a) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAに適しており、ラットと交差反応します。クロマチン、転写、自然免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HMGB3ウサギpAb
備考／別名	HMG4; HMG-4; HMG2A; HMG-2a; HMGB3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3149
GeneID	3149
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	O15347
タンパク質分子量	23kDa
輸送	保冷バッグ