

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Hmgclポリクローナル抗体 - P35914

商品番号: CM0027585



前書き

ケトン体生成およびロイシン代謝に重要なミトコンドリアリアーゼであるヒトHMGCLに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。代謝疾患研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HMGCL ウサギ pAb
備考/別名	HL, HMGCL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3155
GeneID	3155
免疫原	ヒトHMGCL (NP_000182.2) のアミノ酸1-325に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35914
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ