

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Hmgcrポリクローナル抗体 - P04035

商品番号: CM0021112



前書き

HMGCR（3-ヒドロキシ-3-メチルグルタリル-CoA還元酵素）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証されています。コレステロール代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	HMGCRウサギpAb
備考/別名	LDLCQ3; HMGCR
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3156
GeneID	3156
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04035
タンパク質分子量	97kDa
輸送	保冷バッグ