


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Hmgcs1 ウサギポリクローナル抗体 - Q01581

商品番号: CM0029658



前書き

ヒトHMGCS1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。コレステロール代謝や脂質生合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	HMGCS1 Rabbit pAb
略称/別名	HMGCS; HMGCS1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3157
遺伝子ID	3157
免疫原	組換えタンパク質 ヒトHMGCS1 (NP_002121.4) のアミノ酸241-520に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	Q01581
タンパク質分子量	57kDa
発送方法	保冷剤