

Wb、If、Ihc-P、Elisa用 抗Hmgcs2 ウサギ モノクローナル抗体 - P54868

商品番号: CM0006959



前書き

ヒトHMGCS2に対するウサギモノクローナル抗体。
WB、IF、IHC-
P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。ケトン体生成およびミトコンドリア代謝研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HMGCS2 ウサギ mAb
備考/別名	HMGCS2; ヒドロキシメチルグルタルル-CoA合成酵素; ミトコンドリア; 3-ヒドロキシ-3-メチルグルタルル補酵素A合成酵素; 3-ヒドロキシ-3-メチルグルタルル-CoA合成酵素2
種	ヒト
遺伝子ID	3158
免疫原	ヒトHMGCS2のアミノ酸400-500に対応する合成ペプチド。(NP_005509.1).
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P54868
タンパク質分子量	50KDa/52KDa/56KDa
発送	保冷剤入り