


Anti-Hmgcs2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用） - P54868

商品番号: CM0013903



前書き

ヒトHMGCS2を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ケト生成、脂質代謝、ミトコンドリア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HMGCS2 Rabbit pAb
備考／別名	HMGCS2
対象種	ヒト
GeneID	3158
免疫原	ヒトHMGCS2（NP_005509.1）のアミノ酸269～508番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P54868
タンパク質分子量	57kDa
輸送方法	氷袋