

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Hmgn1 ポリクローナル抗体 - P05114

商品番号: CM0025140

前書き

ヒトHMGN1（HMG14）を標的とするウサギポリクローナル抗体。非ヒストン染色体タンパク質。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応。クロマチンおよび遺伝子発現研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HMGN1 ウサギ pAb
備考/別名	HMG14; HMGN1
種	ヒト
GeneID	3150
免疫原	合成ペプチド ヒトHMGN1（NP_004956.5）のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P05114
タンパク質分子量	11kDa
発送	保冷バッグ