

Anti-Hmox1ポリクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用） - P14901

商品番号: CM0024444

前書き

マウスHmox1（ヘムオキシゲナーゼ1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと反応します。アポトーシス、酸化ストレス、およびヘム代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Hmox1 Rabbit pAb
備考/別名	HO1; HO-1; Hmox; Hemox; Hsp32; D8Wsu38e; Hmox1
種	マウス
GeneID (ヒト)	15368
GeneID	15368
免疫原	マウスHmox1（NP_034572.1）のアミノ酸1-266以内の配列に対応する組換えタンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P14901
タンパク質分子量	33KDa
配送	アイクスバッグ