


Anti-Hmox2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P30519

商品番号: CM0027903



前書き

HMOX2（ヘムオキシゲナーゼ-2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのHMOX2と反応します。ヘム分解およびCOシグナリングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HMOX2 Rabbit pAb
備考/別名	HO-2; HMOX2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3163
GeneID	3163
免疫原	ヒトHMOX2 (NP_002125.3) のアミノ酸1-270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30519
タンパク質分子量	36kDa
配送	氷袋