

Wb、Elisa用抗Hn1ウサギモノクローナル抗体 - Q9Uk76

商品番号: CM0006900

前書き

ヒトHN1（JPT1）に対するウサギモノクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。細胞周期調節、接着、アンドロゲン受容体シグナル伝達に関与する16 kDaのタンパク質を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HN1 ウサギ mAb
備考/別名	HN1; ARM2; HN1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51155
GeneID	51155
免疫原	ヒトHN1 (NP_057269.1) のアミノ酸50-154に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UK76
タンパク質分子量	16kDa
発送	保冷バッグ