

Wb、Ihc-P、Elisa、Chip用 抗Hnf-4-Alpha モノクローナル抗体 - P49698

商品番号: CM0002164

前書き

肝臓発生と概日リズムに重要な核内受容体であるHNF-4-alphaを標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISA、ChIPで検証済みで、ヒト、マウス、ラットでの交差反応性を有します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HNF-4-alpha ウサギ mAb
備考/別名	Hnf4; HNF-4; MODY1; Nr2a1; Tcf14; TCF-14; Hnf4alpha; HNF-4-alpha
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3172
遺伝子ID	15378
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49698
タンパク質分子量	53kDa
発送	保冷バッグ