


抗Hnf1Aウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P20823

商品番号: CM0029124



前書き

ヒトHNF1α（肝臓核因子1-α）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットの試料中の内在性HNF1αを検出します。肝臓特異的転写や糖尿病の研究にご利用ください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	HNF1α Rabbit pAb
別名	HNF1; LFB1; TCF1; HNF4A; MODY3; TCF-1; HNF-1A; IDDM20; HNF1α; HNF-1-alpha; HNF1α
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6927
遺伝子ID	6927
免疫原	ヒトHNF1α (NP_000536.6) のアミノ酸30～130番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20823
タンパク質分子量	67kDa
発送方法	氷袋