

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Hnf3B/Foxa2 ウサギモノクローナル抗体 - Q9Y261

商品番号: CM0003068



前書き

ヒトHNF3β/FOXA2 (Q9Y261)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/IC C、IP、ELISAアプリケーションに適しています。発生、グルコース恒常性、肝機能に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HNF3β/FOXA2 ウサギ mAb
備考/別名	HNF3B; TCF3B; HNF-3-beta; HNF3β/FOXA2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3170
GeneID	3170
免疫原	合成ペプチド：ヒトHNF3β/FOXA2 (Q9Y261) のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y261
タンパク質分子量	48kDa
発送方法	アイスバッグ